



Catálogo de Productos

Trabajando juntos para mejorar vidas



CardinalHealth

Essential to care™



Contáctanos:

(664) 135 9207

bajawoundcare@gmail.com





Prevención de Trombosis Venosa Profunda

En Cardinal Health tenemos la misión de **ayudar a prevenir y reducir la incidencia de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y Embolia Pulmonar (EP)**, por ello contamos con un **Sistema de Compresión Neumática Intermitente y Medias Antiembólicas**.

Kendall SCD™ 700 Compresor

- Bota de pie SCD™ Express
- Funda Comfort
- Funda Express



Medias T.E.D. Antiembólicas de Compresión Graduada

- Al Muslo
- A la Rodilla



Kendall SCD™ 700 Compresor

- Compresor neumático intermitente para prevención de la Trombosis Venosa Profunda en pacientes adultos postrados o con movilidad reducida.
- Sistema de Detección de Rellenado Vascular (DRV) que promueve ciclos de compresión personalizados en las extremidades inferiores.
- Diseño flexible y transportable, bajo nivel de ruido, facilidad de limpieza y una gran pantalla LCD para visibilidad.
- Cuenta con la tecnología "Detección de paciente" (Patient Sensing™), que alerta a la enfermera si el paciente no está usando las fundas o si fueron retiradas.
- Proporciona una herramienta que permite medir el tiempo de uso para respaldar el cumplimiento real de la terapia y de esta forma apoyar las iniciativas de mejora de protocolos de calidad.
- Cuenta con 1 par de mangueras.



Reg. No. 2594E2011 SSA, 0804E2006 SSA

Descripción	Código	Empaque
Compresor SCD™ 700	29525-	1 pza.
Set de Mangueras para Reemplazo	9528	1 par

Consumibles de Kendall SCD™ 700

Bota de Pie SCD™ Express

- Ayudan a proporcionar una compresión lenta del pie.
- Se recomienda utilizar en aquellos procedimientos en los cuales el paciente necesita mantener libre toda la extremidad.
- Confiere una compresión de 130 mmHg en el plexo plantar, para favorecer el retorno venoso.



Reg. No. 1164E2012 SSA

Descripción	Código	Talla	Empaque
Bota de Pie	5897	Mediana	Caja con 10 pzas. (Par)
	5898	Grande	

Fundas Comfort y Express

Ayudan a mantener el flujo sanguíneo en las piernas mediante compresión secuencial, circunferencial y en gradiente.



Compresión que se distribuye en áreas determinadas con presiones prefijadas con un patrón de 45, 40 y 30 mmHg⁴.



Disponible en dos estilos al muslo y a la rodilla.



Uso en un solo paciente

Fundas Comfort



Elaborado de **tela libre de látex**, que previene reacciones alérgicas.

Fundas Express



Hecho de **poliéster con velcros** que aseguran las fundas permanezcan en su lugar.

Reg. No. 1164E2012 SSA, 0804E2006 SSA

Descripción	Código	Talla	Empaque
Fundas Comfort al Muslo	74010-	Extra Chica	
	74011	Chica	Caja con 5 pzas. (par)
	74012-	Mediana	
Fundas Comfort a la Rodilla	74013	Grande	Caja con 3 pzas. (par)
	74021	Chica	
	74022	Mediana	Caja con 5 pzas. (par)
Funda Express al Muslo	74023	Grande	
	9545-	Chica	Caja con 5 pzas. (par)
	9530	Mediana	
Funda Express a la Rodilla	9780-	Grande	Caja con 3 pzas. (par)
	9790	Extra Grande	Caja con 5 pzas. (par)

4. Griffin, M., Kakkos, S. K., Geroulakos, G., & Nicolaides, A. N. (2007). Comparison of three intermittent pneumatic compression systems in patients with varicose veins: a hemodynamic study. *International angiology: a journal of the International Union of Angiology*, 26(2), 158-164.

Medias T.E.D.™ Antiembólicas de compresión graduada

- Están indicadas para prevenir la Trombosis Venosa Profunda y Embolia Pulmonar en pacientes no ambulatorios.
- Aplican el patrón de presión graduada de 18 mmHg en el tobillo, 14 mmHg en la pantorrilla, 8 mmHg en la parte poplítea, 10 mmHg en la parte inferior del muslo y 8 mmHg en la parte superior del muslo.
- Cuentan con un diseño anatómico, tramado circunferencial e independiente, sin costuras, con una ventana de inspección para monitoreo del paciente.
- Disponibles en dos modelos: medias al muslo y a la rodilla, con una amplia diversidad de tallas.




NOTA:

Es importante medir el tamaño de la pierna del paciente para asegurar la correcta selección de talla y aplicar el patrón de compresión adecuada.

Descripción	Código	CNIS	Circunferencia del muslo	Circunferencia de la pantorrilla	Longitud de pierna (Del talón al pliegue del glúteo)	Empaque
Media T.E.D.™ al Muslo	3071LF-	060 626 0016	Menos de 63.5 cm	Pequeña	Corta (menos de 74 cm)	Caja con 6 pzas. (par)
	3222LF	060 626 0024		(Menos de 30.5 cm)	Larga (más de 74 cm)	
	3310LF	606 626 0032		Mediana	Corta (menos de 74 cm)	
	3549LF	606 626 0040	(30.5 a 38 cm)	Larga (más de 74 cm)		
	3634LF	060 626 0057	Grande	Corta (menos de 74 cm)		
	3856LF	060 626 0065	(38 a 44.5 cm)	Larga (más de 74 cm)		
	3180LF		De 63.5 a 81.3 cm	Extra Grande	Corta (menos de 74 cm)	
	3182LF		(Menos de 44.5 a 54.6 cm)	Larga (más de 74 cm)		
	3183LF		De 81.3 a 91.4 cm	XX-Grande	Corta (menos de 74 cm)	
3185LF		(Menos de 54.6 a 66 cm)	Larga (más de 74 cm)			

Descripción	Código	CNIS	Circunferencia de la pantorrilla	Longitud de pierna (Del talón al pliegue de la rodilla)	Empaque
Media T.E.D.™ a la Rodilla	7071	060 626 0073	Pequeña (Menos de 30.5 cm)	Menos de 41 cm	Caja con 12 pzas. (par)
	7115-	060 626 0081	Mediana (30.5 a 38 cm)	Menos de 43 cm	
	7203-	060 626 0099	Grande (38 a 44.5 cm)	Menos de 45 cm	
	7604		Extra Grande (Menos de 44.5 a 51 cm)	Menos de 45 cm	
	7470LF		XX-Grande (Menos de 51 a 58.4 cm)	Menos de 46 cm	
	7472LF		XXX-Grande (Menos de 58.4 a 66 cm)	Menos de 46 cm	



Prevencción de Trombosis Venosa Profunda



**Baja
Wound
Care**
Advance Healing

Contáctanos:
(664) 135 9207
bajawoundcare@gmail.com