


Shaping

what's possible



Smith+Nephew

Cuidado Avanzado de Heridas
Catálogo de Productos

DESBRIDAMIENTO		Código	Medidas	Presentación	C.C.B
INTRASITE [°] GEL		Apósito de hidrogel transparente y amorfo, formado de cadenas poliméricas entrelazadas de carboximetilcelulosa parcialmente hidratadas, propilenglicol y 77% agua.	7311	15 gr.	Caja con 10
			7313	25 gr.	Caja con 10
Reg. No. 0017C95 SSA					
INTRASITE [°] CONFORMABLE		Apósito de tela no tejida impregnado de hidrogel transparente y amorfo, elaborado con carboximetilcelulosa, propilenglicol y 77% agua.	66000324	10 x 10 cm	Caja con 10
			66000325	20 x 10 cm	Caja con 10
Reg. No. 0017C95 SSA					
ULCODERMA [°]		Ungüento tópico enzimático para el desbridamiento y cicatrización de heridas en el tratamiento de lesiones dérmicas postraumáticas y tróficas, compuesto por Clostridiopeptidasa A y Cloranficol.	100N120066015	15 gr.	Tubo
			78100P07300503	30 gr.	Tubo
Reg. No. 80649 SSA					

CONTROL DE INFECCIÓN		Código	Medidas	Presentación	C.C.B		
ACTICOAT [°]		Apósito de barrera antimicrobiana compuesto por plata nanocristalina, con concentración de 70 a 100 ppm y liberación sostenida de plata por 3 días.	20101	10 x 10 cm	Caja con 12	060.088.0827 SSA/IMSS	
			20201	10 x 20 cm	Caja con 12	060.088.0827 SSA/IMSS	
			20301	20 x 40 cm	Caja con 6	060.088.0835 SSA/IMSS	
			20401	40 x 40 cm	Caja con 6	060.088.0835 SSA/IMSS	
			20501	10 x 120 cm	Caja con 6	060.088.1012 SSA/IMSS	
		Reg. No. 0763C2003 SSA					
ACTICOAT [°] 7		Apósito de barrera antimicrobiana compuesto por plata nanocristalina, con concentración de 70 a 100 ppm y liberación sostenida de plata por 7 días.	20141	10 x 12.5 cm	Caja con 5	060.088.0827 SSA/IMSS	
			20241	15 x 15 cm	Caja con 5		
		Reg. No. 0763C2003 SSA					
ACTICOAT [°] FLEX ACTICOAT [°] FLEX 7		Apósito de barrera antimicrobiana compuesto por una capa de poliéster flexible poco adherente y plata nanocristalina, con concentración de 70 a 100 ppm y liberación sostenida de plata por 3 días (Acticoat [°] Flex) ó 7 días (Acticoat [°] Flex 7)	ACTICOAT [°] FLEX				
			66800399	10 x 10 cm	Caja con 12	060.088.0827 SSA/IMSS	
			66800409	10 x 20 cm	Caja con 12	060.088.0827 SSA/IMSS	
			66800419	20 x 40 cm	Caja con 6	060.088.0835 SSA/IMSS	
			66800432	40 x 40 cm	Caja con 6	060.088.0835 SSA/IMSS	
			66800435	10 x 120 cm	Caja con 6	060.088.1012 SSA/IMSS	
					ACTICOAT [°] FLEX 7		
		66800397	10 x 12.5 cm	Caja con 5	060.088.0827 SSA/IMSS		
		66800420	15 x 15 cm	Caja con 5			
		66800401	40 x 40 cm	Caja con 6	060.088.0835 SSA/IMSS		
		Reg. No. 0572C2023 SSA					
		IODOSORB [°]		Apósito antimicrobiano desbridante, compuesto por cadexómero de yodo al 0.9% y propilenglicol para el tratamiento de heridas crónicas.	66060633	6 x 4 cm (5 gr)	Caja con 5
	66060634			8 x 6 cm (10 gr)	Caja con 3		
	66001297			Tubo 20 gr.	Caja con 2		
Reg. No. 1293C2003 SSA Reg. No. 3033C2013 SSA (Tubo)							
DURAFIBER [°] AG		Apósito absorbente antimicrobiano no tejido, compuesto por fibras de celulosa etil sulfonato impregnado de plana ionica al 1.2%	66800570	5 x 5 cm	Caja con 10		
			66801174	10 x 10 cm	Caja con 10		
			66800572	15 x 15 cm	Caja con 5		
			66800573	20 x 30 cm	Caja con 5		
			66800574	2 x 45 cm	Caja con 5		
			66800583	4 x 10 cm	Caja con 5		
			66800584	4 x 20 cm	Caja con 5		
		Reg. No. 2512C2018 SSA					

CONTROL DEL EXUDADO

ALLEVYN® LIFE



Apósito de espuma hidrocelular con forma cuatrilobular, compuesto de cinco capas: capa de contacto con la herida, capa de espuma hidrocelular, capa con núcleo hiper absorbente de fibras de celulosa, capa enmascaradora y capa con película de poliuretano hidrofílica de color rosa.

66801067	10.3 x 10.3 cm CHICO	Caja con 10	060.088.0801 SSA
66801068	12.9 x 12.9 cm MEDIANO	Caja con 10	
66801069	15.4 x 15.4 cm GRANDE	Caja con 10	
66801070	21 x 21 cm EXTRA GDE	Caja con 5	
66801306	17.2 x 17.5 cm SACRUM	Caja con 10	
66801307	21.6 x 23 cm SACRUM	Caja con 10	060.088.0892 SSA
66801304	25 x 25.2 cm HEEL	Caja con 5	

Reg. No. 2200C2015 SSA

ALLEVYN® ADHESIVE



ALLEVYN® SACRUM



Apósito hidrocelular trilaminar con bordes, compuesto por una capa superficial de poliuretano altamente transpirable y cubierta de adhesivo acrílico hipoalergénico.

66000043	7.5 x 7.5 cm	Caja con 10	060.088.0843 SSA
66000044	12.5 x 12.5 cm	Caja con 10	060.088.0850 SSA
66000045	17.5 x 17.5 cm	Caja con 10	060.088.0801 SSA
66000451	22 x 22 cm SACRUM	Caja con 10	060.088.0892 SSA

Reg. No. 01476C99 SSA

ALLEVYN® NON ADHESIVE



Apósito hidrocelular trilaminar sin bordes, compuesto por una capa superficial de poliuretano altamente transpirable.

66007637	10 X 10 cm	Caja con 10	060.088.0876 SSA
66000093	15 x 15 cm	Caja con 10	060.088.0884 SSA
66007640	9 x 9 cm TRACHEOSTOMY	Caja con 10	

Reg. No. 0018C95 SSA

ALLEVYN® HEEL



Apósito hidrocelular trilaminar altamente absorbente que se ajusta perfectamente al talón u otras regiones del cuerpo.

66007630	10.5 x 13.5 cm	Caja con 5	060.088.0900 SSA
----------	----------------	------------	------------------

Reg. No. 0018C95 SSA

ALLEVYN® GENTLE BORDER



Apósito hidrocelular trilaminar con bordes, compuesto por una capa superficial de poliuretano altamente transpirable y cubierta de adhesivo suave de silicón hipoalergénico. Las medidas Heel, Multisite y Sacro se ajustan a regiones anatómicas del cuerpo de difícil acceso.

66800269	7.5 x 7.5 cm	Caja con 10	060.088.0843 SSA
66800270	10 x 10 cm	Caja con 10	
66800272	12.5 x 12.5 cm	Caja con 10	060.088.0850 SSA
66800273	17.5 x 17.5 cm	Caja con 10	060.088.0801 SSA
66800506	23 x 23.2 cm HEEL	Caja con 5	
66800959	17.1 X 17.9 cm MULTISITE	Caja con 10	060.088.0819 SSA
66800898	16.8 X 17.1 cm SACRUM	Caja con 10	060.088.0892 SSA

Reg. No. 1156C2011 SSA

ALLEVYN® AG GENTLE BORDER



Apósito hidrocelular trilaminar antimicrobiano con bordes impregnado de sulfadiazina de plata al 5%, compuesto por una capa central hidrocelular absorbente y cubierta adhesiva de gel suave de silicón en contacto con la herida.

66800436	7.5 x 7.5 cm	Caja con 10	
66800438	12.5 x 12.5 cm	Caja con 10	
66800439	17.5 x 17.5 cm	Caja con 10	

Reg. No. 1714C2014 SSA

ALGISITE® M



Apósito de alginato de calcio compuesto de fibras de alginato no tejidas para el tratamiento de heridas de moderado a alto exudado.

66000520	10 x 10 cm	Caja con 10	060.088.0686 SSA/IMSS
66000521	15 x 20 cm	Caja con 10	
66000522	2 x 30 cm	Caja con 5	060.088.0702 SSA

Reg. No. 2585C2002 SSA

ELECT® HYDRO



ELECT® HYDRO Border

Apósito hidrocoloide con bordes para heridas poco exudativas.

53HYB0505	5 X 5 cm	Caja con 20	060.088.0652 SSA/IMSS
53HYB1010	10 X 10 cm	Caja con 10	
53HYB1515	15 X 15 cm	Caja con 10	
53HYB2020	20 X 20 cm	Caja con 10	

ELECT® HYDRO Thin

Apósito hidrocoloide extra delgado para heridas poco exudativas.

53HYT0505	5 X 5 cm	Caja con 10	060.088.0660 SSA/IMSS
53HYT1010	10 X 10 cm	Caja con 10	
53HYT1515	15 X 15 cm	Caja con 10	
53HYT2020	20 X 20 cm	Caja con 10	

Reg. No. 0991C2018 SSA

AVANCE DEL BORDE

BIOBRANE®



Sustituto cutáneo biosintético y bicapa con péptidos de colágeno porcino tipo I, que se adhiere a la dermis, facilitando la recuperación de la función estructural y biológica, reduciendo el dolor.

66800174	13 X 13 cm	Caja con 5
66800175	13 X 38 cm	Caja con 5
66800176	25 X 38 cm	Caja con 5
66800177	38 X 50 cm	Caja con 1
66800181	Guante pediatric.	Caja con 2
66800182	Guante small	Caja con 2
66800183	Guante medium	Caja con 2
66800184	Guante large	Caja con 2

Reg. No. 1078C2015 SSA

OASIS®



Matriz extracelular natural, derivada de la submucosa del intestino delgado porcino que apoya la formación de tejido de granulación y angiogenesis.

8213-6020-71	7 x 10 cm malla	1 capa
8213-6020-72	7 x 20 cm malla	2 capas BURN

Reg. No. 0367C2004 SSA

POSTQUIRÚRGICO Y SUJECCIÓN

OPSITE® POST-OP



Apósito postoperatorio de lámina impermeable transparente con almohadilla absorbente, impermeable al agua y a la humedad.

66000708	6.5 x 5 cm	Caja con 100
66000709	9.5 x 8.5 cm	Caja con 20
66000712	15.5 x 8.5 cm	Caja con 20
66000714	25 x 10 cm	Caja con 20
66000715	30 x 10 cm	Caja con 20

Reg. No. 0087E79 SSA

OPSITE® POST-OP VISIBLE



Apósito postoperatorio traslúcido, impermeable y antibacteriano que consiste en una almohadilla de espuma hidrocélular absorbente con estructura de panal.

66800137	15 x 10 cm	Caja con 20
66800138	20 x 10 cm	Caja con 20
66800139	25 x 10 cm	Caja con 20

Reg. No. 0087E79 SSA

OPSITE® INCISE



Campo quirúrgico de incisión compuesto de poliuretano adhesivo y transparente que previene la contaminación de la herida al proveer un campo estéril.

4986	15 x 28 cm	Caja con 10	060.155.0155 SSA/IMSS
4987	28 x 30 cm	Caja con 10	060.155.0155 SSA/IMSS
4988	28 x 45 cm	Caja con 10	060.155.0304 SSA/IMSS
4989	55 x 45 cm	Caja con 10	060.155.0155 SSA/IMSS
4994	84 x 56 cm	Caja con 10	060.155.0155 SSA/IMSS

Reg. No. 0087E79 SSA

OPSITE® IV3000




Apósito transparente para sujeción de catéteres compuesto por un film transparente con tecnología REACTIC®, diseñado específicamente para accesos vasculares.

4924	6 x 8.5 cm	Caja con 100	
4973	10 x 14 cm	Caja con 50	060.088.0025 SSA/IMSS
4008	10 x 12 cm	Caja con 50	060.088.0025 SSA/IMSS
4006	7 x 9 cm	Caja con 100	
66004011	5 x 6 cm pediatric	Caja con 100	

Reg. No. 0688C2004 SSA

OPSITE® FLEXIGRID



Película transparente y adhesiva, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona anatómica y extensible.

4628	6 x 7 cm	Caja con 100	060.088.0017 SSA/IMSS
4630	10 x 12 cm	Caja con 50	060.088.0025 SSA/IMSS
4632	25 x 12 cm	Caja con 20	

Reg. No. 0087E79 SSA

OPSITE® FLEXIFIX



Apósito transparente en rollo que permite una sujeción firme y durable; previene la acumulación de transpiración y fluido debajo del apósito primario.

66000040	5 cm x 10 m	1 Rollo
66000041	10 cm x 10 m	1 Rollo
66000375	15 cm x 10 cm	1 Rollo

Reg. No. 0087E79 SSA

OPSITE® FLEXIFIX GENTLE



Película adhesiva de silicona transpirable e impermeable, adecuado para su uso en pieles frágiles.

66801195	2.5 cm x 5 m	1 Rollo
66801196	5 cm x 5 m	1 Rollo
66801197	10 cm x 5 m	1 Rollo

Reg. No. 2229C2023 SSA

PRIMAFIX®



Cinta de sujeción de tela no tejida con adhesivo de acrílico para la retención de apósitos y dispositivos médicos.

66800151	5 cm x 10 m	1 Rollo
66800152	10 cm X 10 m	1 Rollo
66800153	15 cm X 10 m	1 Rollo
66800154	20 cm X 10 m	1 Rollo

No requiere registro sanitario

POSTQUIRÚRGICO Y SUJECCIÓN

ELECTOFIX[®]



Cinta para sujeción no tejida con adhesivo acrílico hipoalergénico.

Reg. No. 0198C2018

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
66801757	2.5 cm x 10 m	1 Rollo	
66801758	5 cm X 10 m	1 Rollo	
66801759	10 cm X 10 m	1 Rollo	
66801760	15 cm X 10 m	1 Rollo	

CUIDADO DE LA PIEL

PROSHIELD[®] FOAM & SPRAY



Limpiador para incontinencia, humectante suave, con pH balanceado, que no requiere enjuague con agua, Disódico cocoanfodiacetato Ácido cítrico, glicerina.

Reg. No. 1502C2017 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
8213-0150-08	235 ml	1 Bote	

PROSHIELD[®] PLUS



Protector cutáneo con dimeticona al 1%, polietilenglicol, sal de calcio y sodio de copolímero de PVM/MA y povidona.

Reg. No. 1043C2024 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
8213-0300-04	115 gr	1 Tubo	

SECURA[®] No-Sting Barrier Film Wipe



Protector cutáneo de secado rápido, estéril y forma una película en la piel

Reg. No. 1605C2015 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
66800712	1 ml	Caja con 50	

SECURA[®] DIMETHICONE



Crema hidratante y protectora de larga duración que contiene un 5% de dimeticona, palmilato de isopropilo y dimeticona copoliol para proteger la piel contra incontinencia o exceso de humedad.

No requiere registro sanitario

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
59432200	Tubo 4 Oz.	1 pieza	

AUXILIARES

OPSITE[®] SPRAY



Película transparente en spray permeable a la humedad, de secado rápido, fácil uso y sencilla aplicación.

Reg. No. 0180E80 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
66004978	Bote con 100 ml	1 Bote	

CICA CARE[®]



Lámina de silicón suave para el tratamiento de cicatrices, autoadhesiva y oclusiva fabricada con silicón grado médico.

Reg. No. 365C96 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
66250706	12 x 15 cm	Pieza	
66250704	12 x 6 cm	Pieza	

GASAS AVANZADAS

MELOLIN[®]



Gasa avanzada de tejido no tejido de algodón poliéster con una película de poliéster microperforada. La capa microperforada se coloca en contacto con la herida.

Reg. No. 90614 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
66974940	5 x 5 cm	Caja con 100	
66974941	10 x 10 cm	Caja con 100	

JELONET[®]



Gasa parafinada con tejido abierto tipo Leno. Proporciona una capa protectora para la herida, en donde se deposita parafina a través de una malla de acetato.

Reg. No. 33123 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
7404	10 x 10 cm	Caja con 10	060.088.0504 SSA/IMSS
7409	10 x 10 cm	Caja con 100	060.088.0504 SSA/IMSS
7459	10 x 40 cm	Caja con 10	

BACTIGRAS[®]



Apósito de gasa parafinada con tejido tipo Leno, impregnada con clorhexidina al 0.5%.

Reg. No. 90708 SSA

Código	Medidas	Presentación	C.C.B
7456	5 X 5 cm	Caja con 50	
7457	10 x 10 cm	Caja con 10	
7461	15 x 20 cm	Caja con 10	
66003661	10 x 40 cm	Caja con 10	
66007505	15 x 100 cm	Rollo	

Smith+Nephew

PICO

Terapia de Presión Negativa
para Heridas de Un Solo Uso

“El apósito PICO nos
ha dado **esperanza**”

Kevin O'Hagan,

Un paciente con úlcera de
pie diabético (UPD)



Después de un tratamiento de 12
semanas para UPD y UV, PICO ha
demostrado mayor reducción en la
profundidad, área y volumen de la
herida, comparado con la TPNH
tradicional*

Ayudándole a estar **MÁS CERCA
DE CERO** retrasos en la
cicatrización^{1,2}. *n=161; ITT analysis

1. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. A Prospective, Randomised, Controlled Clinical Trial on the Efficacy of a single-use Negative Pressure Wound Therapy System, compared to Traditional Negative Pressure Wound Therapy in the Treatment of Chronic Ulcers of the Lower Extremities. Wound Repair Regen. 2019;27(5):519-529. 2. Dowsett C, et al. Use of PICO to improve clinical and economic outcomes in hard-to-heal wounds. Wounds International. 2017;8, p53-58. Los resultados pueden variar. No todas las personas que reciben tratamiento con el sistema PICO experimentarán los mismos resultados o resultados similares.

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

RENASYS[®] TOUCH



Bomba de succión que genera presión negativa y diferentes tipos de drenajes y apósitos que se aplican según el tipo de herida y la cantidad de exudado.

Código 66802134

Medidas 180 mm X 190 mm
X 76 mm

Presentación Equipo

C.C.B 531.357.0011 IMSS

Reg. No. 1562E2021 SSA

RENASYS[®] SOFT PORT



Puerto suave con un único sistema capaz de eliminar el exudado y aplicar presión negativa directamente en la herida bajo compresión directa, sin lesionar la piel del paciente ni obstruirse.

Código 66800799

Medidas 72 cm

Presentación Pieza

C.C.B 379.360.3493 IMSS

Reg. No. 1742C2017 SSA

RENASYS[®] TOUCH CANISTER CON SOLIDIFICADOR



Depósito recolectante de líquidos de 300 ml auto soportado con solidificador.

Código 66801273

Medidas 300 ml

Presentación Pieza

C.C.B 379.274.0056 IMSS

Depósito recolectante de líquidos de 800 ml con solidificador.

Código 66801274

Medidas 800 ml

Presentación Pieza

C.C.B 379.274.0064 IMSS

Reg. No. 1562E2021 SSA

RENASYS[®] KIT DE ESPONJA



Kit para terapia de presión negativa, que incluye Renasys Soft Port con sistema de Sellado, una espuma hidrofóbica de poliuretano reticulado grado médico, de poro abierto con orificios de 400 a 600 micras y películas transparentes para fijación.

Código 66800794

Medidas 10 x 8 x 3 cm CHICO

Presentación 1 kit

C.C.B 379.561.1940 IMSS

Código 66800795

Medidas 20 x 12.5 x 3 cm MEDIANO

Presentación 1 kit

C.C.B 379.561.1957 IMSS

Código 66800796

Medidas 25 x 15 x 3 cm GRANDE

Presentación 1 kit

C.C.B 379.561.1965 IMSS

Código 66800797

Medidas 50 x 63 x 1.5 cm EXTRA GDE

Presentación 1 kit

C.C.B 379.561.1973 IMSS

Reg. No. 1742C2017 SSA

RENASYS[®] AB



Espuma abdominal de espuma de poliuretano reticulado. el kit contiene una Capa Protectora de órganos (CPO) de poliuretano, seis campos quirúrgicos, 2 bloques preformados de espuma hidrofóbica de poliuretano reticulado grado médico, de poro abierto con orificios de 400 a 600 micras.

Código 66800980

Medidas 2 bloques 43 x 30 x 3 cm
CPO de 89 x 66 cm

Presentación 1 kit

C.C.B 379.328.0433 IMSS

Reg. No. 1517C2013 SSA

RENASYS[®] WF



Espuma de alcohol de polivinilo (PVA) húmeda de poro abierto.

Código 66801787

Medidas 7.5 X 10 X 0.9 cm

Presentación Caja con 10

C.C.B 379.561.3755 IMSS

Código 66801788

Medidas 10 X 15 X 0.9 cm

Presentación Caja con 10

C.C.B 379.561.3763 IMSS

Reg. No. 0821C2019 SSA

ACCESORIOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

RENASYS[®] ADHESIVE GEL PATCH



Apósito de alta adhesividad compuesto de hidrogel que permite mejorar la técnica de sellado de los kits Renasys[®] para evitar fugas. Permite su fijación por 72 hrs.

Código 66801082

Medidas 10 x 10 cm
7 x 10 cm

Presentación Caja con 10

C.C.B 379.682.0383 IMSS

Reg. No. 2270C2014 SSA

RENASYS[®] CONECTOR EN Y



Conector en "Y" para bomba Renasys[®]EZ Plus, Renasys[®] GO y Renasys[®] Touch.

Código 66800971

Medidas 15 cm

Presentación Pieza

C.C.B 379.222.1073 IMSS

No requiere registro sanitario

BOLSA DE TRANSPORTE RENASYS[®] TOUCH



Bolsa que ayuda a la portabilidad del equipo.

Código 66801277

Presentación Pieza

No requiere registro sanitario

ACCESORIOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA		Código	Medidas	Presentación	C.C.B
CORREA DE TRANSPORTE RENASYS® TOUCH 	Correa que ayuda a transportar RENASYS® TOUCH	66801276		Pieza	
	No requiere registro sanitario				
ABRAZADERA O CLAMP RENASYS® TOUCH IV 	Pinza para conectar a postes IV de hasta 51 mm (2 pulgadas) de diámetro. Se puede montar en un barandal de cama de hasta 76 mm (3 pulgadas) de grosor.	66801278		Pieza	
	No requiere registro sanitario				

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE UN SOLO USO		Código	Medidas	Presentación	C.C.B	
PICO 7° 	Sistema de Terapia para el tratamiento de Heridas mediante Presión Negativa de un solo uso, que consiste en una pequeña bomba portátil, 2 baterías de litio, 2 apósitos y 10 bandas de fijación. Portátil, de un sólo uso.	66802002	10 x 20 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		66802003	10 x 30 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		66802004	10 x 40 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		66802005	15 x 15 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		66802006	15 x 20 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		66802007	15 x 30 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
	Proporciona 80 mmHg de presión.	66802008	20 x 20 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		66802009	25 x 25 cm	1 kit	531.829.0824.00 SSA	
		Permite la evaporación controlada del exudado.	66802000	15 x 20 cm Multisite Small	1 kit	531.829.0824.00 SSA
			66802001	20 x 25 cm Multisite Small	1 kit	531.829.0824.00 SSA
Reg. No. 1341E2013 SSA						

HIDROCIRUGÍA		Código	Medidas	Presentación	C.C.B
VERSAJET® II 	Sistema de hidrocirugía que proporciona al cirujano una forma rápida y eficaz de sujetar, cortar y eliminar el tejido no viable y contaminante del lecho de heridas traumáticas, crónicas y de otras lesiones de tejidos blandos.	66800039	40 x 16 x 25 cm	Consola	531.308.0011 IMSS
		66800040	Exact 15°/14 mm	1 pieza	
		66800041	Exact 45°/14 mm	1 pieza	379.698.0039 IMSS
		66800042	Exact 45°/8 mm	1 pieza	
		66800043	Plus 15°/14 mm	1 pieza	
		66800044	Plus 45°/14 mm	1 pieza	379.698.0070 IMSS
		66800045	Plus 45°/8 mm	1 pieza	
Registro Sanitario Consola: 1980E2017 SSA Registro Sanitario Piezas de Mano: 0177E2014 SSA					



Contáctanos:
(664) 135 9207
bajawoundcare@gmail.com