



Engrapadoras circulares Laparoscópicas

UNA GAMA COMPLETA DE AVANZADAS ENGRAPADORAS CIRCULARES PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE LOS CIRUJANOS

Estándar
&
Extra larga





Yunque plegable único de 90 grados

Para una extracción fácil y segura a través de anastomosis, minimizando posible trauma al tejido



Arandela de corte mejorada

Da al cirujano una retroalimentación clara del disparo



Autobloqueo del cartucho y yunque

Previene deslizamiento fuera del tejido y elimina el problema del regreso del yunque durante la acción de disparo

Diseño Hermético

Diseño hermético para cirugía laparoscópica, previene la pérdida de neumoperitoneo

ENGRAPADORAS CIRCULARES LAPAROSCÓPICAS



Función de velocidad dual

Al cerrar el instrumento, en las etapas finales de cierre, el cierre obtenido por cada vuelta a la perilla de cierre es menor que al inicio. Proporciona un mejor control en la acción de cierre, el tejido se comprime de forma más segura para evitar posibledaño.



Diseño de seguridad dual patentado

Previene la activación
accidental

ENGRAPADORAS CIRCULARES LAPAROSCÓPICAS

Producto	Descripción
----------	-------------



FCSLWAF21	21mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.5mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF25	25mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF29	29mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF32	32mm, seguridad dual, yunque plegable, 5.0mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF33	33mm, seguridad dual, yunque plegable, 5.0mm de alto de grapa, Extra largo



FCSME21	21mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.5mm de alto de grapa
FCSME24	24mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.5mm de alto de grapa
FCSME26	26mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa
FCSME29	29mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa
FCSME32	32mm, seguridad dual, yunque plegable, 5.0mm de alto de grapa