



Panther[®]
Healthcare

Una mejor vida a través de tecnología
quirúrgica innovadora



Trócares desechables sin filo



El trocar de 12mm y 15 mm pueden ser usados como un trocar visible al insertar un endoscopio de 10mm a través de la entrada óptica del trocar



La punta óptica sin cuchilla ofrece una visualización directa de las capas de tejido y elimina la entrada a ciegas. Separa, en lugar de cortar, a lo largo de las fibras de tejido empujando el tejido y los vasos sanguíneos



El trocar Panther contiene dos sellos: un sello autoajustable externo removible para intercambio de instrumentos y un sello interno para la extracción de muestras pequeñas y sutura laparoscópica



bajawoundcare@gmail.com

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto	Descripción
PBS051R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 5mm
PBS101R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 10mm
PBS121R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 12mm
PBS151R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 15mm
PBL051R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 5mm, 150mm de longitud
PBL101R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 10mm, 150mm de longitud
PBL121R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 12mm, 150mm de longitud
PBL151R1	Trocar quirúrgico desechable sin cuchilla, 15mm, 150mm de longitud

La información presentada en este material está destinada únicamente a la descripción y promoción del producto. Panther Healthcare tiene el poder de interpretación relevante. Consulte la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de usar cualquier producto de Panther Healthcare. Para más detalles y actualizaciones favor de dirigirse al sitio web de Panther Healthcare: www.pantherhealthcare.com