


®

VATHiN

Value Your Health

Rinolarinoscopio flexible



Muestra y graba la imagen endoscópica

RANGO DE FLEXIÓN

Un rango de angulación con una amplitud de $\pm 210^\circ$, permite una inserción simple en las vías superiores y ofrece la flexibilidad para un mejor desempeño durante el procedimiento.



DIÁMETRO DELGADO

Un tubo de inserción delgado le permite acercarse con más facilidad a las cavidades nasal, faríngea y laríngea, lo que hace que el alcance de observación sea más integral.



CAMPO DE VISIÓN

El campo se puede explorar exhaustivamente con el campo de visión de 110° de amplitud.



Modelo	Color	ID de canal de trabajo (mm)	Tubo de inserción (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Rango de flexión	Campo de visión
RL-E1800	Gris	No	3,2	300	Arriba $0^\circ \sim 210^\circ$ Abajo $0^\circ \sim 210^\circ$	$110^\circ \pm 15\%$
RL-E1E00	Verde	2,2	4,9			



CONTÁCTANOS

☎ (664) 135 9207

✉ ventas2.bajawoundcare@gmail.com